




מדריך למטופל - Medil AI

חיפוש תרופות, בניית רשימת תרופות
אישית, תזמון נטילה ומעקב ביומן
רפואי.



סרקו לפתיחת medil.ai

ניתן לבצע זיהוי מרשמים בעזרת AI, אך יש לוודא את התוצאות. במדריך קצר זה אנו מראים כיצד ניתן לבצע את התהליך באופן ידני, שהיא השיטה האמינה ביותר להזנת מרשם.




1. מתחילים במסך הבית

מסך הבית נותן גישה מהירה לחיפוש, סריקת ברקוד, התרופות שלי, סריקת מרשם, תזמון, מעקב ויומן רפואי.



2. מחליפים מותג ומינון

שני בוררים בראש הדף שומרים על התמצאות: העליון מציג את השמות המסחריים הזמינים במשפחת התרופה, והתחתון את המינונים של המותג שנבחר. בדוגמה: מיקרופירין 75 מ"ג ו-100 מ"ג.



3. שואלים עוזר AI, עם ההקשר שלכם

בלחיצה על כפתור ה-AI מכינים שאלה על התרופה לשירות ה-AI המועדף עליכם (ChatGPT, Gemini, Claude) ועוד). אתם בוחרים בדיוק מה לשתף – גיל, אלרגיות, הוראות נטילה, תרופות נוספות – ודבר אינו נשלח עד שתאשרו. זמין במסלול Medil AI Plus.

החלפה בתרופה אחרת

LIPITOR 20 MG

ליפטור 20 מג
מרכיבים פעילים: (20 MG) ATORVASTATIN

שימוש:
☒ קבוע
 ☐ לזמן מוגבל
 ☐ לפי הצורך

מינון

+ 1 -
טבליות

לוח זמנים

▼
שעות

פעמים ב יום
1

⦿
תדירות:

מחזוריות:
כל
○

שעה אחרת

לילה

צהריים

בוקר

ימי השבוע

הערות

שאל AI על המרשם ✨

שמור 📁

4. הגדר את הוראות הטיפול בתרופה

לחץ על סמל העיפרון ליד תרופה נתונה, ותוכל להוסיף אותה לרשימת התרופות שלך עם המינון, היחידה, התדירות, העיתוי וסוג הטיפול. הדוגמה מציגה טבליה פעם ביום.

מחק הכל

הוסף תרופה חדשה

דפסה

ייצוא

ATACAND 16 MG

CANDESARTAN 16 MG

Daily treatment · אחת · נטילת יום

CARDILOC 2.5

BISOPROLOL 2.5 MG

Daily treatment · אחת · נטילת יום

ELIQUIS 5 MG

APIXABAN 5 MG

Daily treatment · אחת · נטילת יום

FORXIGA 10 MG

DAPAGLIFLOZIN 12.30 MG/DOSE

Daily treatment · אחת · נטילת יום

LIPITOR 20 MG

ATORVASTATIN 10 MG

Daily treatment · אחת · נטילת יום

LOSEC 20 MG

OMEPRAZOLE 20 MG

Daily treatment · אחת · נטילות ביום

MICROPirin 75

ACETYLSALICYLIC ACID 75 MG

Daily treatment · אחת · נטילת יום

זמן נטילת התרופות שלי


5. נהל את 'התרופות שלי'

מסך 'התרופות שלי' שומר על רשימת התרופות האישית שלך. ניתן לערוך, להוסיף או למחוק תרופות מהרשימה, להציג ולייצא אותה, ולהדפיס אותה.



6. בחר מתי וכיצד לקבל תזכורות

השתמש במערכת התזכורות כדי להגדיר לאילו תרופות ברצונך לקבל תזכורת, ובאיזו שעה, כך שיתאימו לשגרת היומיום שלך.



7. עוקבים ביומן החודשי

ניתן לעיין ביומן בהיסטוריית נטילת התרופות לצד מדדי בריאות המסונכרנים אוטומטית דרך Google Health Connect או Apple HealthKit, כולל צעדים, פעילות אירובית, משקל, גלוקוז ולחץ דם. אפשר גם להזין מדידות באופן ידני, לצפות בהן ביומן, להדפיס את הרשומה ולייצא את הנתונים לקובץ.



8. משווים מגמות עם נטילת תרופות

מצב גרף מציג מדדים רפואיים דלילים יחד עם עקבת נטילת התרופות, כדי לראות קשרי זמן אפשריים.

מה חנימי ומה כלול ב-Medil AI+

חינם, תמיד

כל מה שצריך כדי להכיר ולארגן את התרופות נשאר חינמי: חיפוש תרופות ודפי תרופה, התרופות שלי, תזמון נטילה ותזכורות, מעקב נטילה והיומן הרפואי.

Medil AI+

מינוי הפלוס מוסיף סריקת ברקוד ואת יכולות ה-AI: קריאת מרשמים בעזרת AI, סיכומים ותרגומים בשפה פשוטה, שליחת שאלה לעוזר ה-AI שתבחרו יחד עם ההקשר שלכם, ייבוא אוטומטי מ-Health Connect, וייצוא והדפסה של הרשימות והיומן.

כל משתמש חדש מקבל את Medil AI+ חינם ל-14 הימים הראשונים — ללא התחייבות. לאחר מכן, היכולות החינמיות נשארות חינמיות, תמיד.